

Fiche technique

Distillateur d'eau automatique 12 litres par heure avec refroidisseur
Référence 10DESA0120



Référence 10DESA0120

Distillateur d'eau à production automatique en continu avec une capacité de distillation de 12 litres par heure avec refroidissement de l'eau.

Distillateur d'eau automatique et production continue. Le distillateur POBEL Modèle DESSA 12 litres assure une haute qualité de distillation avec des résultats de grande pureté, et exempt de ions métalliques et de substances pyrogènes. Le dispositif de sécurité déconnecte la résistance en cas de coupure de l'arrivée d'eau et se reconnecte à nouveau dès le rétablissement de l'alimentation en eau. Armoire de refroidissement et éléments chauffants en acier inoxydable. Extérieur en acier inoxydable avec peinture époxy. Facilement démontable pour le nettoyage. Interrupteur principal avec voyant lumineux et thermostat de protection de l'appareil en cas de surchauffe.

Avantages

Fonctionnement en continu

Refroidissement et éléments chauffants en acier inoxydable

Norme CE

Caractéristiques

Distillateur POBEL Modèle DESSA 12 litres

Capacité de distillation : 12 litres par heure

Consommation d'eau : 1.6 litre min.

Conductivité à 20°C : 1.5 μ S / cm

Dimensions HxLxP : 670x370x260mm

Branchement électrique : 380 Volts triphasé - 50/60 Hz. 11.3 Ampères par phase

Puissance : 7800 Watts

Poids : 13kg

Garantie : 2 ans

Sécurité du distillateur

Les distillateurs d'eau POBEL répondent aux directives européennes : 2004/108/CE (Comité directeur de Compatibilité Électromagnétique) 2006/95/EC (Directive Basse Tension) CE 93/68/EEC (Directive CE)